

Osoby chorujące na cukrzycę każdego dnia przyjmują insulinę, w większości przypadków korzystają z penów, półautomatycznych urządzeń do podawania hormonu trzustkowego. Na rynku dostępnych jest kilkanaście różnego rodzaju wstrzykiwaczy i do większości z nich można dopasować igły tego samego producenta o różnych długościach i grubościach.




Dzięki różnym rozmiarom możliwe jest prawie bezbolesne i mimo to skuteczne podawanie insuliny. Firma **Trusetal** oferuje każdemu cukrzykowi **igły TRUfine** w długościach 4, 6, 8, 12mm, do każdego rodzaju wstrzykiwaczy. Igły są kompatybilne z penami typu A:

Igły do wstrzykiwaczy TRUfine® pasują do wszystkich powszechnie dostępnych wstrzykiwaczy:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Omnican® Pen 31, 32 ... B. Braun | NovoPen® 3, 4 Novo Nordisk |
| BerliPen® 301, 302 Berlin-Chemie | Autopen®..... Owen Mumford |
| BerliPen® areo, areo 2 ... Berlin-Chemie | OptiClik®..... Sanofi-Aventis |
| Byetta® Pen Eli Lilly | OptiPen® Pro 1, 2 Sanofi-Aventis |
| HumaPen® Ergo Eli Lilly | OptiPen®..... Sanofi-Aventis |
| HumaPen® Luxura Eli Lilly | OptiSet®..... Sanofi-Aventis |
| Humalog® Pen Eli Lilly | SoloStar®..... Sanofi-Aventis |
| Diapen® 3.1, 3.2 Haselmeier | TactiPen®..... Sanofi-Aventis |
| FlexPen®..... Novo Nordisk | YpsoPen®..... Ypsomed |
| InnoLet®..... Novo Nordisk | |


Długość i grubość igieł powinien ustalić lekarz, zgodnie z wagą pacjenta, oraz wskazać miejsce i sposób wkłucia. Zakłada się jednak, że szczupłe osoby i dzieci używają igieł 0,23x4mm, osoby dorosłe o normalnej budowie ciała 0,25x6mm lub 0.30x8mm, a osoby z większą ilością tkanki tłuszczowej 0,33x12mm.

| TRUfine® | Rozmiar igły |
|---------------------------------------|--------------|
| Igła do wstrzykiwacza 32G / 4 | 0,23 x 4 mm |
| Igła do wstrzykiwacza 31G / 6 | 0,25 x 6 mm |
| Igła do wstrzykiwacza 30G / 8 | 0,30 x 8 mm |
| Igła do wstrzykiwacza 29G / 12 | 0,33 x 12 mm |



Kompatybilność z prawie wszystkimi wstrzykiwaczami (penami), cztery różne długości oraz grubości **igieł TRUfine** to oczywiście nie jedyne plusy. Mają one również powierzchnie pokryte silikonem, gwint śrubowy, są bez lateksu, trzykrotnie ostrzone, co sprawia, że wkłucia są mniej bolesne oraz przyjazne dla użytkownika.

Igły trzykrotnie ostrzone:



Ważne jest używanie igieł jednorazowo, zapobiega to infekcji. Często osoby chorujące na cukrzycę z braku czasu lub oszczędności używają jednej igły wielokrotnie, co może spowodować urazy tkanek, zatykanie się igły, tępienie oraz odczuwanie bólu podczas wkłucia.

Opinie ludzi używających Igieł TRUfine:

„Igły TRUfine są wydajniejsze, ostrzejsze. Jestem bardzo zadowolona.”
Olga.

„Jestem zadowolona z igieł TRUfine, mogę śmiało polecić je innym cukrzykom”
Natalcia.

"Ja używam Igieł TRUfine do podawania hormonu wzrostu, posiadam pena Omnitrope 10, to już 3 opakowanie".
Zosia 13lat.

Igły TRUfine można zakupić w sklepie internetowym
sklep-mana.com.pl

Pytania prosimy kierować pod numerami telefonów:

22 651 82 85

606 412 302.